




IVD dispositivo medico-diagnostico in vitro

Picrofuchsin Van Gieson solution technical information
 Technical card code 09-274
 Product code 09-274
 Pack 100-200 ml or on request
 Stability of product properly conserved at 15-20°C 24 months

Produce in Italy by:
 DDKItalia S.r.l
 Via Marche, 19 • 27029 Vigevano (I)
info@ddkitalia.com • www.ddkitalia.com

in case of emergency UE number		112
in case of emergency UK number		999
en cas d'urgence Suisse number		145

Application

Reagent for staining of connective tissue, excellent to differentiate collagen from connective fibers.

Method

Sections to water
 Iron haematoxylin according to Weigert 10 minutes
 Wash in tap water 10 minutes
 Picrofuchsin Van Gieson 10 minutes
 Wash rapidly in distilled water 3 second
 Dehydrate rapidly
 Xylene
 Mount with DdMount

Results

Collagen fibrils red purple
 Cytoplasm, muscle tissues, neuroglia and erythrocytes yellow
 Nuclei black

Le informazioni sopra indicate sono riportate con la massima accuratezza e rappresentano le migliori informazioni attualmente disponibili a noi. Tuttavia, non diamo garanzia di esattezza o qualsiasi altra garanzia, espressa o implicita al riguardo di tali informazioni. Inoltre; non assumiamo nessuna responsabilità derivata dal relativo uso. Gli utenti dovrebbero effettuare le loro proprie indagini per determinare l'idoneità delle informazioni per i loro scopi precisi. In nessun caso D.D.K. sarà responsabile per tutti i reclami, perdite, o danni diretti o indiretti, o verso terzi, o per i profitti persi, o danni speciali, indiretti o fortuiti, conseguenti o esemplari che possono intervenire, anche se D.D.K. si è raccomandata della possibilità di tali danni.

The information above is believed to be accurate and represents the best information currently available to us. However, we make no warranty of merchantability or any other warranty, express or implied, with respect to such information, and we assume no liability resulting from its use. Users should make their own investigations to determine the suitability of the information for their particular purposes. In no event shall D.D.K. be liable for any claims, losses, or damages of any third party or for lost profits or any special, indirect, incidental, consequential or exemplary damages, howsoever arising, even if D.D.K. has been advised of the possibility of such damages.