

## Bleu de crésyle brillant en solution

Code produit : **310750**

### **Spécifications :**

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau :
- Densité :

Solution bleue foncée limpide  
 $620 \text{ nm} \leq \lambda \leq 635 \text{ nm}$   
0.99 - 1.10

### **Applications :**

**Hématologie :** Utilisé pour la mise en évidence des réticulocytes sur frottis sanguins.  
Le Bleu de crésyle brillant colore les filaments réticulaires en bleu profond.

Mise à jour du 15/04/2013