

## Eosine 225 pour histologie

Code produit : **312730**

### Spécifications :

- Aspect :
- Solution aqueuse à 1% :
- Perte à la dessiccation à 100 °C :
- Maximum d'absorption dans l'eau :

Poudre brun rouge  
Rouge foncé limpide  
≤ 7.5 %  
 $514 \text{ nm} \leq \lambda \leq 518 \text{ nm}$

### Applications :

Réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.

Mise à jour du 18/04/2013