

Fiche technique

RAL Kleihauer-Betke Eluting Solution

Code produit : 313010

Spécifications :

- **Aspect :** Solution incolore et limpide
- **Densité relative à 20 °C :** $0.870 \leq d \leq 0.890$
- **pH :** $2.97 \leq \text{pH} \leq 3.03$

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour « éluer » les globules rouges adultes, étape qui permettra de les discriminer des globules rouges fœtaux à l'issu de la coloration avant un examen microscopique du frottis.

Mise à jour du 05/02/2024