

Fiche technique

RAL Kleihauer-Betke Stain

Code produit : 313030

Spécifications :

- **Aspect :** Solution rouge violacé limpide
- **Maximum d'absorption dans l'eau déminéralisée :** $550 \text{ nm} \leq \lambda \leq 560 \text{ nm}$

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration RAL Kleihauer-Betke pour colorer les noyaux des leucocytes en violet ce qui permettra de ne pas les confondre avec les globules rouges fœtaux avant un examen microscopique du frottis.

Mise à jour du 05/02/2024