

Fiche technique

MCDh 2

Code produit : 313570

Spécifications :

- **Aspect :** Solution incolore limpide
- **Densité relative à 20 °C :** $0.994 \leq d \leq 1.004$
- **pH :** 6.97 – 7.03

Applications :

Hématologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Parasitologie : Utilisé dans la coloration MCDh en technique manuelle ou automatique pour la coloration des parasites sanguins.

Mise à jour du 02/02/2022