


Orcéine synthétique

Code produit : **315520**



$C_{28}H_{24}N_2O_7$
Masse molaire : 500,50

CAS Registry number :

[1400-62-0]

Spécifications :

- **Aspect :** Poudre marron foncé à noir violacé
- **Solution alcaline :** violette
- **Maximum d'absorption dans NaOH 0.1N :** 575 – 582 nm

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en histo-cytologie. Colorant acide faible qui se fixe sur les fibres et lames élastiques avec une grande électivité.

Mise à jour le 22/04/2013