


## Pourpre de bromocrésol

Code produit : **316180**



$C_{21}H_{16}Br_2O_5S$   
Masse molaire : 540,22

**CAS Registry number :**

[115-40-2]

**Synonymes :**

5', 5''-dibromo-o-crésolsulfonephthaléine

**Spécifications :**

- Aspect :
- Virage pH :

- Solution alcoolique à 0.1% :
- Solution alcoolique à 0.02% :
- Perte à la dessiccation à 105 °C :
- pH à 1% dans l'eau :
- Pureté :
- Cendres sulfuriques :

Poudre beige rosé à rose  
pH < 5.2 : jaune  
pH > 6.8 : violet  
Limpide  
Limpide  
≤ 0.5 %  
1.8 ≤ pH ≤ 3.0  
≥ 95 %  
≤ 0.2 %

**Applications :**

Indicateur de pH.  
Réactif de laboratoire, application en bactériologie.

Mise à jour du 22/04/2013