

# Fiche technique

## Colorant de Giemsa R en solution

**Code produit : 320310**

### Spécifications :

- **Aspect :** Solution bleu foncé limpide
- **Maxima d'absorption dans le méthanol :** 523 - 526 nm  
646 - 651 nm
- **pH (50/50 dans l'eau déminéralisée) :** 5.0 – 6.0

### Applications :

**Hématologie :** Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration différentielle des frottis sanguins et médullaires.

Le Colorant de Giemsa R en solution est préparé de façon à permettre une action colorante en 10 minutes. Il est utilisé pour les frottis secs et les gouttes épaisses.

**Parasitologie et mycologie :** utilisé dans la coloration de Giemsa pour la mise en évidence de parasites sanguicoles, des protozoaires tissulaires et des structures pariétales des champignons.

### Mise en garde :

Le transport, la conservation et l'utilisation de ce réactif doivent être effectués à une température comprise entre 15 et 25 °C.

Mise à jour du 11/02/2022