

Solution phéniquée

Code produit : 320790

Spécifications :

- Aspect : Solution incolore limpide
- Densité : 0.998 - 1.002

Applications :

Bactériologie : Utilisée dans le Kit Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier. La Solution phéniquée (mélangée extemporanément avec le Rouge thiazine en solution concentrée) colore le fond de la préparation en rouge.

Remarque :

A utiliser extemporanément avec le Rouge thiazine en solution concentrée.

Mise à jour 17/04/2013