

Décolorant de Degommier

Code produit : 320800

Spécifications :

- Aspect :
- Densité :
- pH :

Solution incolore limpide
0.825 - 0.835
< 2.00

Applications :

Bactériologie : Utilisé dans le Kit Fluo-Color pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier. Le Décolorant de Degommier décolore toutes les bactéries autres que les mycobactéries.

Mise à jour du 17/04/2013