

Fiche technique

Pack Dropstand Immersion 30 RAL

Code produit : 340032-0000

Composition :

• **Huile à Immersion RAL :** code : 339200-0015 2 x 15 mL

Spécifications :

• Aspect :	Limpide et incolore
• Viscosité à 25°C :	1000 mPa/s
• Indice de réfraction à 25 °C :	1.513 ± 0.005
• Densité à 25°C :	1.091 – 1.096

Applications :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.

Usage in vitro.

Mise à jour du 16/02/2022