


Erythrosine B

Code produit : 350150



C₂₀H₆I₄Na₂O₅
Masse molaire : 879,86

CAS Registry number :

[568-63-8]

Color Index :

45430

Synonymes :

C.I. Acid Red 51
Food Red 14
FD & C Red 3

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'eau + 1 mL de Na₂CO₃ à 1% :
- Solubilités :

Poudre brun rouge

522 nm ≤ λ ≤ 528 nm
Soluble dans l'eau (20 g/L)
Soluble dans l'éthanol (20

g/L)

Applications :

Réactif de laboratoire, application en histo-cytologie.
Indicateur de pH.

Mise à jour du 22/04/2013