

## **Phloxine B** **en solution aqueuse à 3%**

**Code produit : 350750**

### **Spécifications :**

- **Aspect :**
- **Maximum d'absorption dans l'eau :**
- **Densité optique :**

**Solution rose**  
 **$535 \text{ nm} \leq \lambda \leq 545 \text{ nm}$**   
 **$0.85 \leq \text{D.O.} \leq 1.25$**

### **Applications :**

**Histo-cytologie :** Utilisé dans la coloration par l'Hémalum-Phloxine-Safran pour la coloration des cytoplasmes, des lames élastiques et des fibres musculaires dans les tissus.

**Mise à jour du 17/04/2013**