



Colorant d'Armand

Code produit : 360100

Spécifications :

- Aspect :
- Maxima d'absorption dans l'eau :

Solution bleu foncé limpide
 $613 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 615 \text{ nm}$
 $663 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 665 \text{ nm}$

Applications :

Bactériologie : Utilisé comme contre-colorant dans la coloration de Ziehl-Armand (technique à chaud, variante de la coloration de Ziehl-Neelsen) et dans le Kit Quick-TB (technique rapide à froid) pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants). Le Colorant d'Armand colore le fond de la préparation en bleu.

Mise à jour du 17/04/2013