

## CryoRAL aérosol -55 °C

Code produit : 361405-0300

### Spécifications :

- Aspect :

Gaz frigorigène en flacon  
aérosol de 300mL

### Applications :

**Histologie :** Le principe de la coupe en congélation (cryotomie) est le durcissement du tissu grâce à la congélation de l'eau qu'il contient.

La cryotomie est pratiquée :

- pour les examens extemporanés
- pour les confirmations de diagnostic en cours d'opération chirurgicale
- quand les méthodes d'inclusions conventionnelles sont susceptibles de nuire à la préservation des substances.

Mise à jour du 18/04/2013