

Kit Fluo-Color

Code produit : **361460-0000**

Composition :

• Auramine phéniquée	code : 361430-0250	1 x 250 mL
• Décolorant de Degommier	code : 320800-0250	1 x 250 mL
• Rouge thiazine en solution concentrée	code : 320780-0125	1 x 125 mL
• Solution phéniquée	code : 320790-0125	1 x 125 mL

Applications :

Bactériologie :

La coloration par le Kit Fluo-Color permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcoolo-Résistants) par une technique de coloration par fluorescence selon Degommier.

L'Auramine phéniquée colore en jaune-vert fluorescent les mycobactéries.

Le Décolorant de Degommier décolore toutes les bactéries autres que les mycobactéries.

Le Rouge thiazine en solution concentrée, mélangé extemporanément avec la Solution phéniquée colore le fond de la préparation en rouge.

Mise à jour du 15/04/2013