

Différenciateur rapide

(alcool / acétone)

Code produit : **361510**

Spécifications :

- Aspect : Solution incolore limpide
- Odeur : Fortement alcoolique
- Densité : 0.79 - 0.81

Applications :

Bactériologie : Utilisé dans la coloration par les Kit Gram-Hücker R action rapide et Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Le Kit Gram-Hücker R action rapide est idéal pour la coloration simultanée d'un panier de lames.

Mise à jour du 18/04/2013