



Kit Gram-Hücker R action rapide

Code produit : 361520-0000

Composition :

• Cristal violet oxalate	code : 3614901B240	1 x 240 mL
• Liquide de lugol stabilisé PVP	code : 3674002B240	1 x 240 mL
• Différenciateur rapide (alcool / acétone)	code : 361510-0240	1 x 240 mL
• Safranine	code : 3615004B240	1 x 240 mL

Applications :

Bactériologie :

La coloration par le Kit Gram-Hücker R action rapide permet la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

Le Kit Gram-Hücker R action rapide est idéal pour la coloration simultanée d'un panier de lames.

Les bactéries à Gram positif sont colorées en violet.

Les bactéries à Gram négatif sont colorées en rose.

Mise à jour du 15/04/2013