

# Fiche technique

## Kit Myéloperoxydase

**Code produit : 361610-0000**

### Composition :

• <b>Alphanaphtol en solution</b>	code : 320750-0030	1 x 30 mL
• <b>Solution Formol / Ethanol</b>	code : 310850-0125	1 x 125 mL
• <b>Hématoxyline de Mayer</b>	code : 361620-0125	1 x 125 mL
• <b>Peroxyde d'hydrogène</b>	code : 300980-0010	1 x 10 mL
• <b>Pyronine en solution aqueuse à 0,2%</b>	code : 361800-0125	1 x 125 mL

### Applications :

**Hématologie** : Le Kit Myéloperoxydase, kit de coloration par l'alphanaphtol-pyronine, permet la mise en évidence des granulations myéloperoxydasiques.

Les granulations myéloperoxydasiques forment un complexe insoluble, rouge vif avec la pyronine en présence d'alphanaphtol et de peroxyde d'hydrogène.

L'Hématoxyline de Mayer colore les noyaux des leucocytes en bleu.

Mise à jour du 18/03/2022