

Kit Trichrome de Masson variante au bleu d'aniline

Code produit : **361670-0000**

Composition :

• Flacon 1 : Hémalun de Mayer	code : 3205501A100	1 x 100 mL
• Flacon 2 : Fuchsine-Ponceau	code : 3617702A100	1 x 100 mL
• Flacon 3 : Eau acétique à 1%	code : 3618103A100	1 x 100 mL
• Flacon 4 : Eau acétique à 1%	code : 3618404A100	1 x 100 mL
• Flacon 5 : Acide phosphomolybdique	code : 3617605A100	1 x 100 mL
• Flacon 6 : Bleu d'aniline	code : 361880-0100	1 x 100 mL

Applications :

Histo-cytologie :

La coloration par le Kit Trichrome de Masson variante au bleu d'aniline permet la coloration trichromique des coupes histologiques avec une coloration élective du collagène par le Bleu d'aniline.

L'Hémalun de Mayer colore les noyaux en bleu-noir ou brun.

La solution de Fuchsine-Ponceau colore les cytoplasmes en rose-rouge.

Le Bleu d'aniline colore le collagène en bleu.

Mise à jour du 15/04/2013