

Erythrosine 239 **en solution aqueuse à 1%**

Code produit : 361820

Spécifications :

- **Aspect :**
- **Maxima d'absorption dans l'eau :**
- **Densité optique :**

Solution rouge limpide
 $520 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 529 \text{ nm}$
1.1 - 1.4

Applications :

Histo-cytologie : Utilisé dans la coloration par l'Hémalum-Erythrosine pour la coloration bichromique de routine des coupes histologiques. L'Erythrosine colore le collagène en rose très pâle, les cytoplasmes en rose à rouge et les lames élastiques et les hématies en rose vif.

Mise à jour du 18/04/2013