



Kit Cold ZN

Code produit: 362390-0000

Composition :

• Fixateur	code : 362120-0240	1 x 240 mL
• Fuchsine	code : 365250-0240	1 x 240 mL
• Décolorant	code : 362215-0240	1 x 240 mL
• Bleu de méthylène	code : 365340-0240	1 x 240 mL

Applications :

Kit utilisé en bactériologie :

La coloration de Ziehl-Neelsen du Kit Cold ZN permet la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique à froid.

La Fuchsine colore les mycobactéries en rose.

Le Bleu de méthylène colore le fond de la préparation en bleu.

Mise à jour du 25/02/2014