

Fiche technique

Kit HémaPerls

Code produit : 362800-0000

Composition :

- **Tampon acide et ferrocyanure de potassium :** Code : 361955-0005 10 x 5mL
- **Hématoxyline de Mayer :** Code : 361620-0100 1 x 100mL

Applications :

Hématologie : La coloration par le Kit HémaPerls permet la mise en évidence des ions ferriques appelés hémosidérine (pigment pathologique retrouvé au niveau de la moelle).

Les sels ferriques sont colorés en bleu vif.

Les noyaux sont colorés en bleu.

Mise à jour du 18/03/2022