

Kit Gram-Hücker L action lente

Code produit : 362860-0000)

Composition :

• Cristal violet oxalate	code : 3614901A240	1 x 240 mL
• Liquide de lugol stabilisé PVP	code : 3674002A240	1 x 240 mL
• Différenciateur lent (alcools)	code : 363030-0240	1 x 240 mL
• Safranine	code : 3615004A240	1 x 240 mL

Applications :

Bactériologie :

La coloration par le Kit Gram-Hücker L action lente permet la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

Le Kit Gram-Hücker L action lente est idéal pour les colorations manuelles non simultanées de lames.

Les bactéries à Gram positif sont colorées en violet.

Les bactéries à Gram négatif sont colorées en rose.

Parasitologie et mycologie :

La coloration par le Kit Gram-Hücker L action lente permet la mise en évidence des champignons pathogènes ainsi que des spores de microsporidies (protozoaires).

Les champignons pathogènes ainsi que les spores de microsporidies sont Gram positif et colorés en violet.

Mise à jour du 15/04/2013