


Rouge nucléaire

Code produit : 363430



$C_{14}H_8NNaO_7S$

Massa molaire : 357,27

CAS Registry number :

[6409-77-4]

Color Index :

60760

Synonymes :

Calcium Red
Helio Fast Rubin BBL

Spécifications :

- Aspect :
- Perte à la dessiccation à 110°C :
- Solution aqueuse à 1% :
- Maxima d'absorption dans une solution tampon pH 7.0 :

Poudre brun-rouge foncé
≤ 2 %

Rouge sombre

$502 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 508 \text{ nm}$

$532 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 538 \text{ nm}$

$518 \text{ nm} \leq \lambda_1 \leq 524 \text{ nm}$

$555 \text{ nm} \leq \lambda_2 \leq 561 \text{ nm}$

- Maxima d'absorption dans le diméthylsulfoxyde :

Soluble dans l'eau (6 g/L)

Soluble dans l'éthanol (0.4 g/L)

- Solubilités :

Applications :

Réactif de laboratoire, applications en histologie et histo-cytologie.

Mise à jour du 08/02/2016