



## Kit Gram-Nicolle

Code produit : **364320-0000**

### Composition :

• Violet de gentiane phéniqué	code : 364210-0240	1 x 240 mL
• Liquide de lugol stabilisé PVP	code : 364550-0240	1 x 240 mL
• Différenciateur rapide (alcool / acétone)	code : 364430-0240	1 x 240 mL
• Fuchsine de Ziehl 1/10	code : 364540-0240	1 x 240 mL

### Applications :

#### Bactériologie :

La coloration par le Kit Gram-Nicolle permet la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif.

Les bactéries à Gram positif sont colorées en violet.

Les bactéries à Gram négatif sont colorées en rose.

Mise à jour du 15/04/2013