

Fuchsine phéniquée RAL

Code produit : 365240

Spécifications :

- Aspect :
- Maximum d'absorption dans l'éthanol à 95° :

Solution rouge foncé
 $552 \text{ nm} \leq \lambda \leq 554 \text{ nm}$

Applications :

Bactériologie : Utilisée dans le Kit Quick-TB pour la mise en évidence des mycobactéries aussi appelées B.A.A.R. (Bacilles Acido-Alcool-Résistants) par une technique rapide de coloration à froid. La Fuchsine phéniquée RAL colore les mycobactéries en rose.

Mise à jour du 18/04/2013