

## Liquide de lugol stabilisé PVP

Code produit : 367400

### Spécifications :

- Aspect : Solution brune limpide
- Maximum d'absorption dans l'eau :  $354 \text{ nm} \leq \lambda \leq 357 \text{ nm}$

### Applications :

**Bactériologie** : Utilisé dans les colorations par les Kits Gram-Hücker et Gram-Nicolle pour la mise en évidence des bactéries à Gram positif et à Gram négatif. Le Liquide de Lugol stabilisé PVP forme un complexe avec le Cristal violet oxalate qui colore les bactéries à Gram positif en violet.

**Histo-cytologie** : Utilisé dans la coloration de May-Grünwald Giemsa pour la coloration panoptique de coupes histologiques.

Mise à jour du 18/04/2013