



LABOMODERNE

www.labomoderne.com

PROMOTIONS



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

DU 09/09/2021
AU 31/12/2021

► Flacons avec capuchon et bague anti-goutte

- graduations très lisibles et grande zone d'écriture
- en verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme ISO 4796 et USP standard
- col à vis avec filetage DIN
- graduations et grande zone de marquage

-40%

GL25 - 32 - 45

VERRE borosilicaté 3.3

capacité	dim. (Ø x h)	col	référence		Prix HT	Prix promo
flacons avec capuchon et bague						
25 ml	36 x 70 mm	GL25	GW2301	les 10	92,50 €	55,50 €
50 ml	46 x 87 mm	GL32	GW2302	les 10	98,60 €	59,16 €
100 ml	56 x 100 mm	GL45	GW2303	les 10	84,40 €	50,64 €
150 ml	62 x 105 mm	GL45	GW2313	les 10	93,30 €	55,98 €
250 ml	70 x 138 mm	GL45	GW2304	les 10	94,60 €	56,76 €
500 ml	86 x 176 mm	GL45	GW2305	les 10	120,00 €	72,00 €
750 ml	95 x 203 mm	GL45	GW2314	les 10	153,00 €	91,80 €
1000 ml	101 x 225 mm	GL45	GW2306	les 10	167,00 €	100,20 €
2000 ml	136 x 260 mm	GL45	GW2307	les 10	395,00 €	237,00 €
3500 ml	160 x 295 mm	GL45	GW2315	l'unité	125,00 €	75,00 €
5000 ml	182 x 330 mm	GL45	GW2308	l'unité	178,00 €	106,80 €
10000 ml	227 x 410 mm	GL45	GW2309	l'unité	299,00 €	179,40 €
15000 ml	268 x 445 mm	GL45	GW2310	l'unité	374,00 €	224,40 €
20000 ml	288 x 505 mm	GL45	GW2311	l'unité	636,00 €	381,60 €



Voir la fiche produit complète



-50%

Erlens capuchon à vis en PBT ◀



- graduations très lisibles et grande zone d'écriture
- impressions très résistantes
- épaisseur de parois constante et uniforme
- capuchon en PBT (PolyButylène Téréphtalate) à membrane, possibilité d'échange gazeux lors du transport de substances à dégagement gazeux
- code de traçabilité pour obtenir le certificat de qualité et les dates de production

capacité	col	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT	Prix promo
Erlens col à vis SANS capuchon					
100 ml	GL25	Ø64 x 105 mm	GW2770	44,10 €	22,05 €
250 ml	GL32	Ø85 x 145 mm	GW2772	41,30 €	20,65 €
500 ml	GL32	Ø105 x 175 mm	GW2774	41,30 €	20,65 €
1000 ml	GL32	Ø131 x 220 mm	GW2776	63,40 €	31,70 €
Erlens col à vis AVEC capuchon					
100 ml	GL25	Ø64 x 109 mm	GW2771	50,20 €	25,10 €
250 ml	GL32	Ø85 x 149 mm	GW2773	48,60 €	24,30 €
500 ml	GL32	Ø105 x 180 mm	GW2775	51,10 €	25,55 €
1000 ml	GL32	Ø131 x 225 mm	GW2777	77,00 €	38,50 €

Voir la fiche produit complète

► Bêchers de Philips

VERRE
borosilicaté 3.3



-50%



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT	Prix promo
150 ml	59 x h87 mm	GW2790	38,10 €	19,05 €
250 ml	68 x h105 mm	GW2791	16,30 €	8,15 €
500 ml	86 x h142 mm	GW2792	31,10 €	15,55 €

Voir la fiche produit complète



VERRE
borosilicaté 3.3

-50%

Capsules d'évaporation fond plat ◀ avec bec verseur

- conformes à la norme DIN 12336
- zone de marquage (sauf modèles 15 à 90 ml)



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT	Prix promo
15 ml	Ø 50 x 25 mm	GW2847	11,50 €	5,75 €
45 ml	Ø 60 x 30 mm	GW2848	12,00 €	6,00 €
60 ml	Ø 70 x 35 mm	GW2849	13,40 €	6,70 €
90 ml	Ø 80 x 45 mm	GW2850	14,40 €	7,20 €
170 ml	Ø 95 x 55 mm	GW2851	15,40 €	7,70 €
320 ml	Ø 115 x 65 mm	GW2852	23,10 €	11,55 €
600 ml	Ø 140 x 80 mm	GW2853	34,80 €	17,40 €
1500 ml	Ø 190 x 100 mm	GW2854	84,80 €	42,40 €
2500 ml	Ø 230 x 130 mm	GW2855	126,00 €	63,00 €

Voir la fiche produit complète

► Cristallisoir avec bec verseur

-50%



VERRE
borosilicaté 3.3

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT	Prix promo
20 ml	Ø 40 x 25 mm	GW2856	11,20 €	5,60 €
40 ml	Ø 50 x 30 mm	GW2857	11,40 €	5,70 €
60 ml	Ø 60 x 35 mm	GW2858	11,70 €	5,85 €
100 ml	Ø 70 x 40 mm	GW2859	13,10 €	6,55 €
150 ml	Ø 80 x 45 mm	GW2860	14,30 €	7,15 €
300 ml	Ø 95 x 55 mm	GW2861	15,10 €	7,55 €
500 ml	Ø 115 x 65 mm	GW2862	22,70 €	11,35 €
900 ml	Ø 140 x 75 mm	GW2863	33,10 €	16,55 €
2000 ml	Ø 190 x 90 mm	GW2864	83,60 €	41,80 €
3500 ml	Ø 230 x 100 mm	GW2865	112,00 €	56,00 €



Voir la fiche produit complète

► Cristallisoir sans bec verseur

VERRE borosilicaté 3.3



-50%

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT	Prix promo
20 ml	Ø 40 x 25 mm	GW2866	11,20€	5,60 €
40 ml	Ø 50 x 30 mm	GW2867	11,40€	5,70 €
60 ml	Ø 60 x 35 mm	GW2868	11,70€	5,85 €
100 ml	Ø 70 x 40 mm	GW2869	13,10€	6,55 €
150 ml	Ø 80 x 45 mm	GW2870	14,30€	7,15 €
300 ml	Ø 95 x 55 mm	GW2871	15,10€	7,55 €
500 ml	Ø 115 x 65 mm	GW2872	22,70€	11,35 €
900 ml	Ø 140 x 75 mm	GW2873	32,90€	16,45 €
2000 ml	Ø 190 x 90 mm	GW2874	83,60€	41,80 €
3500 ml	Ø 230 x 100 mm	GW2875	125,00€	62,50 €



[Voir la fiche produit complète](#)



-45%

Verre de montre en verre sodocalcique ◀

- autoclavables
- conformes DIN 12341



diamètre	référence		Prix HT	Prix promo
40 mm	GW2885	les 10	29,00€	15,95 €
50 mm	GW2886	les 10	29,00€	15,95 €
60 mm	GW2887	les 10	32,90€	18,10 €
70 mm	GW2888	les 10	34,70€	19,09 €
80 mm	GW2889	les 10	35,20€	19,36 €
90 mm	GW2890	les 10	38,50€	21,18 €
100 mm	GW2891	les 10	41,90€	23,05 €
120 mm	GW2892	les 10	85,60€	47,08 €
125 mm	GW2893	les 10	63,80€	35,09 €
150 mm	GW2894	les 10	79,30€	43,62 €
200 mm	GW2895	les 10	83,70€	46,04 €
250 mm	GW2896	l'unité	15,30€	8,42 €

[Voir la fiche produit complète](#)

► Creusets filtrants de Gooch



-40%

capacité	Ø plaque	porosité	référence	Prix HT	Prix promo
Ø ext. 28 mm					
15 ml	23 mm	P 1	GW2975	18,80€	11,28 €
	23 mm	P 2	GW2976	18,80€	11,28 €
	23 mm	P 3	GW2977	18,80€	11,28 €
	23 mm	P 4	GW2978	22,40€	13,44 €
Ø ext. 36 mm					
30 ml	30 mm	P 1	GW2979	49,30€	11,58 €
	30 mm	P 2	GW2980	49,30€	11,58 €
	30 mm	P 3	GW2981	49,30€	11,58 €
	30 mm	P 4	GW2982	21,30€	12,78 €
	30 mm	P 5	GW2983	41,70€	25,02 €



[Voir la fiche produit complète](#)

► Allonges pour creusets filtrants

-30%

VERRE
borosilicaté 3.3



pour creuset	Ø allonge	référence	Prix HT	Prix promo
8 ml	Ø27 mm	GW2780	15,30 €	10,71 €
15 ml	Ø34 mm	GW2781	15,30 €	10,71 €
30 ml	Ø41 mm	GW2782	16,30 €	11,41 €
50 ml	Ø50 mm	GW2783	17,40 €	12,18 €

Voir la fiche produit complète



VERRE
borosilicaté 3.3

-45%

Fiole à vide ◀
raccord cannelé



- set de montage : olive en PP Ø 9 mm, joints en caoutchouc silicone et EPDM, résistant à +140°C
- autoclavables
- USP Standard
- parois très épaisses : possibilité d'emploi sous vide
- joints de caoutchouc adaptés en option

capacité	dim. (Ø x h)	Ø col	réf.	Prix HT	Prix promo
100 ml	64 x 105 mm	24 mm	GW4125	29,50 €	16,23 €
250 ml	85 x 155 mm	34 mm	GW4126	38,30 €	21,07 €
500 ml	105 x 185 mm	34 mm	GW4127	47,90 €	26,35 €
1000 ml	135 x 230 mm	45 mm	GW4128	71,50 €	39,33 €
2000 ml	166 x 255 mm	60 mm	GW4129	149,00 €	81,95 €

Voir la fiche produit complète