



LABOMODERNE

www.labomoderne.com

DESTOCKAGE

**RÉFRIGÉRATEURS
&
CONGÉLATEURS**

Incubateur réfrigéré +3 à +70°C - 250 litres

- ▶ régulateur-programmateur Smart
- ▶ convection forcée

1 modèle disponible

| | |
|---|--|
| capacité | 250 litres |
| stabilité / homogénéité à +37°C | ±0,2°C / ±0,5°C |
| dimensions internes (lxpxh) | 520 x 420 x h1060 mm |
| nombre de plateaux livrés / max. | 4 / 6 plateaux |
| charge max. par plateau / totale | 10 kg / 50 kg |
| dimensions externes (lxpxh) | 600 x 600 x h1250 mm |
| poids total à vide | 69 kg |
| puissance max. / alimentation | 330 W / 230 V |
| ▼ gamme ERX - régulateur-programmateur Smart | |
| gamme température | +3° à +40°C |
| Incubateur alu / acier | ERX250A_DES 1 950,00€ 1170,00 € |




[Voir la fiche produit complète](#)

Incubateur réfrigéré +3 à +70°C - 300 litres

- ▶ régulateur-programmateur Smart
- ▶ convection forcée

1 modèle disponible

| | |
|---|--|
| capacité | 300 litres |
| stabilité / homogénéité à +37°C | ±0,2°C / ±0,6°C |
| dimensions internes (lxpxh) | 520 x 420 x h1260 mm |
| nombre de plateaux livrés / max. | 4 / 7 plateaux |
| charge max. par plateau / totale | 10 kg / 60 kg |
| dimensions externes (lxpxh) | 600 x 600 x h1450 mm |
| poids total à vide | 75 kg |
| puissance max. / alimentation | 330 W / 230 V |
| ▼ gamme ERX - régulateur-programmateur Smart | |
| gamme température | +3° à +40°C |
| Incubateur alu / acier | ERX300A_DES 2 955,00€ 1233,00 € |



[Voir la fiche produit complète](#)

Armoire de refroidissement +2 à +15°C - 240 litres

- ▶ porte pleine
- ▶ précision : $\pm 5^\circ\text{C}$ à $+5^\circ\text{C}$ (non garantie)

1 modèle disponible

| | | |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| capacité brute | 240 litres | |
| capacité utile | 221 litres | |
| température | +2 à +15°C | |
| régulation | thermostat | |
| affichage température | LCD | |
| refroidissement | ventilé | |
| variation hygrométrie | 65 à 75 % HR | |
| plateaux | type | grille acier plastifié |
| | nombre livrés / max. | 3 / 21 |
| | dim. utiles | 498 x 425 mm |
| | écartement | 32 mm |
| | charge / totale | 45 / 154 kg |
| dimensions internes (lxpxh) | 498 x 425 x h1060 mm | |
| dimensions externes (lxpxh) | 600 x 610 x h1250 mm | |
| poids brut / net porte pleine | 51 / 47 kg | |
| puissance - conso. | 120 W - 329 kWh/an | |
| référence LIEBHERR | FKUv 1610 X | |
| Réfrigérateur porte pleine | RR1470 925,00 € 740,00 € | |



+2 à +15°C

froid ventilé

1 modèle disponible

Voir la fiche produit complète

Armoire réfrigérée +2 à +16°C - 856 litres

- ▶ porte pleine
- ▶ conforme BPL
- ▶ précision garantie : $\pm 2^\circ\text{C}$

1 modèle disponible

| | | |
|--|--------------------------------------|--------------|
| capacité brute | 856 litres / 1 porte | |
| capacité utile | 744 litres | |
| température | +2 à +16°C ($\pm 2^\circ\text{C}$) | |
| régulateur / affichage de °C | électronique / digital | |
| refroidissement | ventilé indirect | |
| plateaux | nb. livrés / max. | 4 / 24 |
| | dim. utiles | 600 x 800 mm |
| | hauteur de réglage | 55 mm |
| | charge max. / plateau | 60 kg |
| tiroir alu. en option : nb max. - dim. | 12 / 450 x 550 x h65 mm | |
| dim. internes (lxpxh) | 623 x 800 x h1550 mm | |
| dim. externes (lxpxh) | 790 x 980 x h2150 mm | |
| poids brut / net (porte pleine - vitrée) | 186 / 156 kg | |
| puissance - consommation | 300 W - 1387 kWh/an | |
| référence LIEBHERR | LKPV8450 | |
| Réfrigérateur porte pleine | RR4410_DES 6-340,00 € 4755,00 € | |



+2 à +16°C

certifiables COFRAC

froid ventilé

1 modèle disponible

Voir la fiche produit complète

Incubateur bactériologique

+5 à +100°C - 245 litres

- ▶ régulateur-programmateur Smart
- ▶ convection naturelle

1 modèle disponible

| | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| capacité utile | 245 litres | |
| gamme de température | T°amb.+5° à +100°C | |
| homogénéité | conv. naturelle | ±1,0°C |
| à 37°C | conv. forcée | ±0,5°C |
| stabilité à 37°C | | ±0,1°C |
| dimensions internes (lxpxh) | 600 x 510 x h800 mm | |
| int. / ext. version inox / acier | inox / acier peint | |
| int. / ext. version tout inox | inox / inox | |
| nombre de portes | 2 portes | |
| nb. plateaux livrés / max. | 3 / 10 plateaux | |
| charge max. par plateau / totale | 10 kg / 90 kg | |
| dimensions externes (lxpxh) | 815x710xh1140 mm | |
| poids total à vide | 126 kg | |
| puissance max. / alim. | 800 W / 230 V | |
| ▼ gamme EBX - régulateur-programmateur Smart | | |
| convection naturelle inox / acier | EBX240A_DES | 2-975,00€ 2231,25€ |



amb. +5°C à +100°C

1 modèle disponible

[Voir la fiche produit complète](#)

Congélateur de laboratoire

-10 à -35°C - 597 litres

- ▶ porte pleine
- ▶ précision garantie : ±5°C à -20°C

1 modèle disponible

| | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| capacité brute | 597 litres / 1 porte | |
| capacité utile | 520 litres | |
| température | -10 à -35°C | |
| refroidissement | ventilé indirect | |
| régulateur / affichage de °C | électron. / affichage digital | |
| nb. livrés / max. | 4 / 24 grilles acier plastifié | |
| plateaux | dimensions | 510 x 650 mm |
| | hauteur de réglage | 55 mm |
| | charge max. / plateau | 60 kg |
| tiroir alu. : nb max. / dim. | 12 / 450 x 550 x h65 mm | |
| dimensions internes (lxpxh) | 533 x 650 x h1550 mm | |
| dimensions externes (lxpxh) | 700 x 830 x h2150 mm | |
| poids brut / net | 170 / 144 kg | |
| puissance / consommation | 600 W / 1789 kWh/an | |
| références LIEBHERR | LGPv 6530 | |
| Congélateur de précision | RR4710_DES | 5-100,00€ 3825,00€ |



LIEBHERR

-10 à -35°C

certifiables COFRAC

froid ventilé

1 modèle disponible

[Voir la fiche produit complète](#)

Incubateur réfrigéré +3 à +70°C - 150 litres

- ▶ régulateur-programmateur Smart
- ▶ convection forcée

1 modèle disponible

| | |
|--|--|
| capacité | 150 litres |
| stabilité / homogénéité à +37°C | ±0,2°C / ±0,4°C |
| dimensions internes (lxpxh) | 520 x 420 x h660 mm |
| nombre de plateaux livrés / max. | 3 / 4 plateaux |
| charge max. par plateau / totale | 10 kg / 30 kg |
| dimensions externes (lxpxh) | 600 x 600 x h850 mm |
| poids total à vide | 54 kg |
| puissance max. / alimentation | 170 W / 230 V |
| ▼ gamme ERX - régulateur-programmateur Smart | |
| gamme température | +3° à +40°C |
| Incubateur tout inox | ERX150B_DES +930,00 € 1158,00 € |



+3°C à +70°C

illumination
jour / nuit

1 modèle disponible

Voir la fiche produit complète

Étuve bactériologique +20 à +80°C - 288 litres

- ▶ capacité : 288 litres
- ▶ température : T°ambiante+5°C à +80°C
- ▶ sécurité de T°C classe 3.1
- ▶ caisson intérieur en acier inox

1 modèle disponible

| | |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| capacité utile | 288 litres |
| gamme de température | T°amb.+5 à +80°C |
| homogénéité | ±2 % |
| stabilité | ±0,5°C |
| dimensions internes (lxpxh) | 600 x 600 x h800 mm |
| plateaux livrés / max | 2 / 15 |
| poids total à vide | 88 kg |
| dimensions externes (lxpxh) | 750 x 760 x h1100 mm |
| puissance | 1000 W |
| Incubateur bactériologique | EB280 2515,00 € 1383,25 € |
| accessoire | |
| plateau inox supplémentaire | EB40926 229,00 € |



amb.+5°C à +80°C

1 modèle disponible

Voir la fiche produit complète

Enceinte thermostatée

+3 à +50°C - 120 litres

- ▶ enceinte compacte 120 litres
- ▶ excellente homogénéité de température par circulation forcée

1 modèle disponible

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| capacité | 120 litres |
| température | +3 à +50°C |
| régulation | électronique |
| stabilité | ±0,5°C |
| homogénéité | ±0,5°C |
| résolution | 0,1°C |
| affichage température | affichage digital |
| capacité | 3 plates-formes 6 postes |
| dimensions internes (lxpxh) | 456 x 392 x h768 mm |
| dimensions externes (lxpxh) | 540 x 392 x h910 mm |
| poids | 36 Kg |
| puissance / consommation | 120 W / 230 V, 50-60Hz |
| Enceinte 120 litres, électronique | PV2060 2295,00-€ 1422,90 € |



VELP
SCIENTIFICA

1 modèle disponible

Capacité :

PV2060

3 plates-formes 6 postes ou
2 plates-formes 10 postes

Voir la fiche produit complète

Armoire de sécurité ventilée

110 litres

- ▶ conforme à la norme EN61010

1 modèle disponible

| | |
|-------------------------------------|--|
| | 1 porte 1 compartiment |
| | largeur externe 600 mm |
| capacité utile (flacons de 1 litre) | 110 x 1 litre |
| poids | 68 kg |
| compartiment 1 | acides 3 étagères revêt. époxy |
| dimensions étagères (lxpxh) | 590 x 500 x h30 mm |
| dimensions externes (lxpxh) | 600 x 600 x h1950 mm |
| Armoire porte pleine | CCF1610_DES 4-097,00-€ 603,35 € |



CHEMISAFE
SAFETY STORAGE CABINETS



1 modèle disponible

Voir la fiche produit complète

Réacteur programmable DCO 12 postes Complet

1 modèle disponible

Contient :

- ▶ régulateur de temps / température
- ▶ bloc chauffant
- ▶ cadre de maintien
- ▶ bain de refroidissement
- ▶ récipients d'échantillons
- ▶ réfrigérants refroidis à l'air
- ▶ support de réfrigérant



1 modèle disponible

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|
| capacité | 12 échantillons | | |
| Réacteur programmable DCO 12 postes | ZXA0296.00010 | 3371,00€ | 2696,80 € |

[Nous contacter](#)