

## Boîtes en plastique ABS couleur fond en mousse

capacité max.  
**100 lames**



- résistants à l'humidité
- anti-insectes, anti-poussière
- couvercle à charnières avec fermeture à loquet en nickel résistant à la rouille
- fentes numérotées
- empilables
- espace de marquage à l'intérieur du couvercle
- dim. : 220 x 165 x h23 mm

coloris	référence	Prix HT
VERT	WH1684	
JAUNE	WH1686	

## Boîte en plastique ABS couleur fond en liège

capacité max.  
**25 lames**



- en plastique ABS
- doublure en liège
- résistante à l'humidité
- anti-insectes, anti-poussière
- couvercle amovible
- fentes numérotées
- espace de marquage à l'intérieur du couvercle
- dimensions : 140 x 88 x h23 mm

coloris	référence	Prix HT
JAUNE	WH1084	

## Boîtes couleur en plastique ABS fond en mousse


capacité max.  
**25 lames**



- en plastique ABS
- résistants à l'humidité, anti-insectes, anti-poussière
- couvercle amovible
- fentes numérotées
- empilables
- couvercle séparé avec feuillet d'identification numéroté
- espace de marquage à l'intérieur du couvercle
- dimensions : 140 x 88 x h23 mm

coloris	référence	Prix HT
VERT	WH1092	
JAUNE	WH1094	

## Coffret à diapositives



Vision directe  
sur une table lumineuse

- en polystyrène cristal transparent
- diapositives parfaitement protégées contre la poussière
- bande de marquage placée au dos de chaque logement, permettant une identification sans erreur
- capacité 24 diapositives
- dimensions : 277 x 214 x 10 mm

référence	Prix HT
LX53500 Coffret 24 diapositives	