

Tétines de pipetage en caoutchouc



- tétines compte-gouttes en caoutchouc naturel

volume	qualité	référence	Prix HT
1 ml	caoutchouc naturel	ND2204 les 10	
3 ml	caoutchouc naturel	ND2205 les 10	

Boîte de Pétri en verre neutre



VERRE
neutre



- excellente planéité
- exempte de bulles et d'inclusions

Besoin
d'autres diamètres ?



Retrouvez la gamme complète
avec plus de dimensions
sur notre site internet

www.labomoderne.com

FS70500



dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
Ø200 x 50 mm	FS70518	l'unité

Cryoboîtes -86°C carton, à séparateur

81

tubes 1,5 / 2 ml



- en carton rigide
- revêtement résistant à l'eau
- résistantes de -86°C à +120°C
- couverture à charnière avec rivets
- identifications alphanumériques sur le couvercle, le fond et les quatre côtés
- séparateurs 9 x 9 en polypropylène très résistant
- lot de 5 couleurs : orange, jaune, bleu, vert et blanc

capacité	dimensions	assortiment	Prix HT
81 x tubes 1,5 à 2 ml	133 x 133 x h52 mm	●●●●○	les 5 39,90 €