

Boîtes en plastique congélation, prélèvements, stockage, échantillonnage et transport

Boîte pour pipettes et burettes



- long. réglable de 460 mm à 690 mm
- pour la stérilisation ou le stockage
- dim. : Ø 65 x 460/690 mm

référence Prix HT

PL1060 Boîte pour pipettes et burettes

Boîte de rangement rectangulaire




- 2 clips de fermeture
- pour la stérilisation ou le stockage
- dim. (Lxlxh) : 388 x 104 x 40 mm

référence Prix HT

PL1061 Boîte rectangulaire

Boîte de rangement 15 compartiments



- 15 compartiments : 32 x 31 mm
- dim. (Lxlxh) : 165 x 112 x 31 mm

référence Prix HT

PL1064 Boîte 15 compartiments

Boîte de rangement 6 compartiments




- 1 clip de fermeture
- 1 compartiment : 155 x 32 mm et 5 compartiments : 66 x 31 mm
- dim. (Lxlxh) : 165 x 112 x 31 mm

référence Prix HT

PL1063 Boîte plastique 6 compartiments

Boîte de rangement 7 compartiments



- 1 clip de fermeture
- 1 compartiment : 240 x 36 mm
- 1 compartiment : 107 x 78 mm
- 2 compartiments : 160 x 35 mm
- 3 compartiments : 52 x 35 mm
- dim. (Lxlxh) : 245 x 155 x 40 mm

référence Prix HT

PL1062 Boîte plastique 7 compartiments

Boîtes pour congélation ou usage général



- lot de 3 boîtes :
 - 1 litre (150 x 110 x 70 mm)
 - 2 litres (200 x 140 x 100 mm)
 - 4 litres (240 x 170 x 120 mm)

référence Prix HT

PL1286 Lot de 3 boîtes


Boîtes carrées en polyéthylène multi-usage

- empilables, couvercle à pression
- en PE translucide
- congélation jusqu'à -40°C, jusqu'à +95°C sur une période réduite
- pour poudres, granulés, pâtes, produits biologiques ou alimentaires etc.



capacité	dimensions	référence	Prix HT
500 ml	103 x 103 x 64 mm	UB2001	
1 000 ml	103 x 103 x 127 mm	UB2002	
1 000 ml	208 x 103 x 64 mm	UB2003	
1 500 ml	208 x 103 x 94 mm	UB2004	
2 000 ml	208 x 208 x 64 mm	UB2005	
2 000 ml	255 x 103 x 94 mm	UB2006	
3 200 ml	208 x 208 x 94 mm	UB2007	

Boîtes pour la décontamination à froid



- 0 à +134°C
- transparentes : visualisation directe du contenu
- fond en Radel®, couvercle en Udel® : incassable, indéformable, très résistant
- empilables grâce à des ergots prévus à cet effet : gain de place et stabilité

coloris	dimensions	référence	Prix HT
●	180 x 90 x h36 mm	YP1004	
●	180 x 90 x h36 mm	YP1006	

Boîtes perforées pour la stérilisation par autoclave



- perforations
- chaleur humide jusqu'à +134°C
- transparentes : visualisation directe du contenu
- fond en Radel®, couvercle en Udel® : incassable, indéformable, très résistant
- empilables grâce à des ergots prévus à cet effet : gain de place et stabilité

coloris	dimensions	référence	Prix HT
●	180 x 90 x h36 mm	YP1012	
●	180 x 90 x h36 mm	YP1014	
●	180 x 90 x h36 mm	YP1016	