

Flacons inviolables gradués rectangulaires, en polyéthylène

flacon avec obturateur et épaulement perforé permettant un plombage rendant le flacon inviolable



- en polyéthylène HDPE
- gradués
- inviolables

capacité	dimensions	Ø col	référence	Prix HT
25 ml	34 x 32 / h52 mm	Ø 18 mm	AX38491	
50 ml	38 x 38 / h70 mm	Ø 23 mm	AX38492	
100 ml	48 x 42 / h90 mm	Ø 33 mm	AX38493	
250 ml	60 x 57 / h110 mm	Ø 33 mm	AX38494	
500 ml	80 x 70 / h138 mm	Ø 44 mm	AX38495	
1000 ml	103 x 80 / h176 mm	Ø 58 mm	AX38496	
2000 ml	134 x 100 / h210 mm	Ø 58 mm	AX38497	

Pots en polypropylène à ouverture / fermeture de sécurité



- pots et couvercles en polypropylène blanc, intérieur parfaitement lisse
- couvercle strié à vis inviolable
- scellés à languette pour faciliter l'ouverture

capacité	dimensions intérieures	Ø extérieur	poids	référence	Prix HT
100 ml	Ø 54 x h 53 mm	Ø 61,5 mm	11 g	AX42000	
250 ml	Ø 71 x h 74 mm	Ø 76,6 mm	25 g	AX42001	
350 ml	Ø 70 x h101 mm	Ø 76,6 mm	30 g	AX42002	
500 ml	Ø 90 x h 92 mm	Ø 100,0 mm	45 g	AX42003	
1000 ml	Ø 105 x h130 mm	Ø 116,2 mm	80 g	AX42004	
1250 ml	Ø 105 x h162 mm	Ø 116,2 mm	90 g	AX42005	

Flacons inviolables à col large en HDPE

épaulement perforé pour plombage

- pots et couvercle en HDPE
- couvercle à vis avec œillets pour plombage
- particulièrement adaptés aux expéditions sécurisées d'échantillons



capacité	dimensions	Ø col	référence	Prix HT
250 ml	Ø 64 x h118 mm	Ø 26,5 mm	AX7250	
500 ml	Ø 78 x h147 mm	Ø 40 mm	AX7500	
1000 ml	Ø 100 x h186 mm	Ø 50 mm	AX71000	
2000 ml	Ø 120 x h230 mm	Ø 50 mm	AX72000	
accessoire				
plombs rouges, les 100				B539929