

## Compteur-décompteur 24 h multifonctions avec alarme 2 canaux

3 fonctions à la seconde près

- ▶ **compteur**
- ▶ **2 décompteurs**
- ▶ **horloge et réveil**

- 1 compteur et 2 décompteurs sur 24 heures
- écran : 40 x 17 mm
- hauteur des chiffres : 15 mm
- deux alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- mémorisation de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage du temps de dépassement

- horloge et réveil
- fixations : béquille, pince et dos magnétique
- construction robuste en boîtier métal, façade en aluminium résistant aux attaques acides,
- dim. (l x p x h) : 67 x 20 x 55 mm
- poids : 80 g
- livré avec pile bouton 1,5 V LR44, autonomie 1 an

référence **Prix HT**

**CMX23** Compteur -  
décompteur 3 fonctions

**PILB07** Pile LR44 1,5V., les 2



### Compteur décompteur 20 heures



- 0 à 19 heures 59 minutes
- compteur / décompteur
- alarmes : 4 bips sonores 10 minutes avant la fin du décompte et 8 bips sonores 50 secondes avant la fin du décompte, alarme d'une minute en fin de décompte
- fonction horloge
- fixation mousqueton
- dimensions : 80 x 38 x 20 mm
- dim. écran : 18 x 9 mm, chiffres : 7 mm
- poids : 40 g
- livré avec pile bouton 1,5 V, autonomie 1 an

référence **Prix HT**

**CMP22** Compteur-  
décompteur porte-clé

**PILB07** Pile LR44 1,5V., les 2

### Compteur décompteur 100 minutes



- pratique, léger et compact
- fixation : pince ou aimant
- affichage LCD 18 x 9 mm, chiffres hauteur 7 mm
- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 seconde
- programmation directe à l'aide des touches "M" (minutes) et "S" (secondes)
- alarme sonore de fin de décompte : durée 30 secondes
- mémoire de la dernière programmation
- dim. (l x p x h) : 57 x 12 x 40 mm
- poids : 30 g
- livré complet avec pile bouton 1,5 V, autonomie 1 an

référence **Prix HT**

**CMX14** Compteur-  
décompteur 100 min

**PILB07** Pile LR44 1,5V., les 2

### Compteur-décompteur 2 canaux - 2 lignes d'affichage



- compteur-décompteur 100 h, résolution 1 seconde
- affichage du dépassement de temps à échéance
- grand écran 60 x 42 mm, chiffres hauteur 17 mm
- 1 alarme sonore par canal, durée 1 minute
- volume réglable : 0-silencieux / 1-normal / 2-puissant
- avertisseurs lumineux : **vert (actif)** / **rouge (échu)**
- fixation : béquille, pince, dos magnétique
- dim. 76x20x90mm / poids : 85 g
- fonctionne avec 2 piles LR03 non livrées

référence **Prix HT**

**CMX77** Compteur-  
décompteur 2 canaux

**PILA01** Piles LR03 (AAA), la  
boîte de 10