

Tubes de culture en verre à fond rond

en verre borosilicaté
ou en verre sodocalcique

capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	paroi	référence	Prix HT
tubes culture en verre sodocalcique						
4 ml	Ø 8,20 mm	Ø 9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AD10075	la boîte de 250
6 ml	Ø 10,10 mm	Ø 11,60 mm	75 mm	0,50 mm	AD10075T	la boîte de 500
6 ml	Ø 10,20 mm	Ø 11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AD12075	la boîte de 250
10 ml	Ø 11,10 mm	Ø 12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AD13100	la boîte de 250
15 ml	Ø 13,95 mm	Ø 15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AD16100	la boîte de 250
22 ml	Ø 13,55 mm	Ø 16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AD16150	la boîte de 250
27 ml	Ø 14,40 mm	Ø 16,00 mm	160 mm	0,55 mm	AD16160	la boîte de 500
28 ml	Ø 15,00 mm	Ø 18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD18150	la boîte de 250
34 ml	Ø 17,20 mm	Ø 20,00 mm	150 mm	0,85 mm	AD20150	la boîte de 100
47 ml	Ø 17,15 mm	Ø 19,25 mm	200 mm	0,85 mm	AD19200	la boîte de 250
tubes culture en verre borosilicaté 3.3						
4 ml	8,20 mm	9,75 mm	75 mm	0,60 mm	AB10075	la boîte de 250
6 ml	10,20 mm	11,60 mm	75 mm	0,60 mm	AB12075	la boîte de 250
10 ml	11,10 mm	12,70 mm	100 mm	0,60 mm	AB13100	la boîte de 250
15 ml	13,95 mm	15,75 mm	100 mm	0,60 mm	AB16100	la boîte de 250
22 ml	13,55 mm	16,00 mm	150 mm	0,70 mm	AB16150	la boîte de 250
28 ml	15,00 mm	18,00 mm	150 mm	0,85 mm	AB18150	la boîte de 250
tubes culture à usage intensif en verre Pyrex® (borosilicaté 3.3)						
2 ml	8,5 mm	10,00 mm	75 mm	1,50 mm	VU01	la boîte de 100
20 ml	14,20 mm	16,00 mm	160 mm	1,80 mm	VU02	la boîte de 100
50 ml	22,20 mm	24,00 mm	150 mm	1,80 mm	VU03	la boîte de 100



Tubes de culture en verre fermeture à vis

verre borosilicaté
ou verre sodocalcique

- à fond rond ou à fond plat
- livrés sans capuchon
- capuchons à vis avec joint caoutchouc qualité pharmaceutique, autoclavables



capacité	Ø int.	Ø ext.	hauteur	épais. paroi	filetage	référence	Prix HT	référence	Prix HT
tubes de culture en verre borosilicaté à fond rond									
5 ml	10,7 mm	Ø 12,7 mm	h100 mm	1,00 mm	GL13	ABR13100	la boîte de 250	AB13415	sachet de 1000
11 ml	14,0 mm	Ø 16,0 mm	h100 mm	1,05 mm	GL15	ABR16100	la boîte de 250	AB15415	sachet de 1000
14 ml	14,0 mm	Ø 16,0 mm	h125 mm	1,05 mm	GL15	ABR16125	la boîte de 250	AB15415	sachet de 1000
18 ml	14,0 mm	Ø 16,0 mm	h150 mm	1,05 mm	GL15	ABR16150	la boîte de 250	AB15415	sachet de 1000
34 ml	17,7 mm	Ø 20,0 mm	h150 mm	1,15 mm	GL18	ABR20150	la boîte de 125	AB18415	sachet de 500
tubes de culture en verre sodocalcique à fond plat									
24 ml	14,2 mm	Ø 17,7 mm	h144,5 mm	1,05 mm	GL15	ABP18145	la boîte de 250	AB18420	sachet de 500