



Tubes à centrifuger en verre



rond pointu conique



gradué avec ou sans rebord

capacité	fond	graduations	dimensions	référence	Prix HT	référence	Prix HT
tubes à centrifuger en verre AR				tubes sans rebord		tubes avec rebord	
15 ml	rond	non gradué	17 x 98 mm	FS1000	les 100		
	conique	non gradué	17 x 98 mm	FS1040	les 100	FS1041	les 100
	rond	non gradué	17 x 110 mm	FS1002	les 100		
	conique	non gradué	17 x 112 mm	FS1042	les 100	FS1032	les 100
	conique	0-10 ml / 15 ml	17 x 112 mm	FS1043	les 100	FS1033	les 100
	conique	0 - 15 ml	17 x 112 mm	FS1044	les 100	FS1034	les 100
tubes à centrifuger en verre Duran®							
6 ml	rond	non gradué	12 x 100 mm	TD6	l'unité		
	rond	non gradué	16 x 100 mm	TD12	l'unité		
12 ml	rond	0 - 12 ml	16 x 100 mm	TD13	l'unité		
	conique	non gradué	16 x 100 mm	TD9	l'unité		
15 ml	conique	non gradué	17 x 112 mm			TD20	les 100
	conique	0 - 15 ml	17 x 112 mm			TD60	les 100
25 ml	rond	non gradué	24 x 100 mm	TD14	l'unité		
	rond	0 - 25 ml	24 x 100 mm	TD61	l'unité		
	pointu 60°	non gradué	24 x 100 mm	TDP14	l'unité		
50 ml	rond	non gradué	34 x 100 mm	TD17	l'unité		
	rond	0 - 50 ml	34 x 100 mm	TD62	l'unité		
	pointu 60°	non gradué	34 x 100 mm	TDP17	l'unité		
	rond	non gradué	44 x 100 mm	TD24	l'unité		
80 ml	rond	0 - 80 ml	44 x 100 mm	TD63	l'unité		
	pointu 60°	non gradué	44 x 100 mm	TDP18	l'unité		
	rond	non gradué	40 x 115 mm	TD26	l'unité		
	pointu 60°	non gradué	40 x 115 mm	TDP19	l'unité		
	rond	non gradué	56 x 147 mm	TD36	l'unité		
250 ml	rond	0 - 250 ml	56 x 147 mm	TD64	l'unité		

Tubes à centrifuger en polypropylène

- polypropylène haute transparence
- fond conique avec ou sans jupe
- graduations moulées
- bouchon polyéthylène hermétique



capacité	fond	stérile	emballage	vitesse max.	dimensions	condit.	référence	Prix HT
15 ml	fond conique	aseptique	vrac	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	1 x 100	LX3990 [1]	les 100
		stérile	vrac	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	1 x 100	LX3991	les 100
		stérile	emb. individuel	5 000 g	17,0 x 120,0 mm	100 x 1	LX3992	les 100
50 ml	fond conique	aseptique	vrac	12 000 g	29,5 x 117,5 mm	1 x 100	LX54100 [2]	les 100
		stérile	emb. individuel	7 000 g	29,5 x 117,5 mm	100 x 1	LX54120 [4]	les 100
	fond conique et jupe	aseptique	vrac	12 000 g	29,5 x 117,5 mm	1 x 100	LX54115 [3]	les 100
		stérile	emb. individuel	7 000 g	29,5 x 117,5 mm	100 x 1	LX54125 [5]	les 100