

Agent naturel nettoyant dégraissant

- ▶ **SANS** produits pétroliers ni hydrocarbures chlorofluorés
- ▶ solution aqueuse, biodégradable
- ▶ dégraissage hautes performances



- remplace efficacement le trichloréthane : mélange d'hydrocarbures NON dérivés du pétrole et NON toxiques
- ininflammable : pas de point d'éclair pour des dilutions inférieures à 30 % (solution concentrée : point d'éclair +58°C)
- applications : brossage, trempage, pulvérisation, systèmes de circulation
- nettoie facilement graisses lourdes, huiles, suie, encres, charbon etc. : pénètre au contact de la salissure, amollit et liquéfie efficacement les dépôts les plus lourds
- s'élimine complètement sans rayures, sans piquûres, sans traces ni de film huileux ou de résidus sur la surface nettoyée
- grande sécurité d'utilisation en comparaison avec les produits pétroliers hautement inflammables et les produits toxiques tels que acides, bases, phosphates, silicates
- dilutions recommandées :
nettoyage manuel : de concentré à 5%
nettoyage à la vapeur : 25% à 5%
trempage : 25% à 10 %
- solubilité totale à l'eau, excellent rinçage à l'eau, sécurité d'utilisation avec la plupart des métaux

référence

Prix HT

BX110E Agent de nettoyage, à utiliser pur, le bidon de 5 litres

BX110N Agent de nettoyage, le bidon de 5 litres

BX110HD Agent de nettoyage pour applications très lourdes, 25 litres

Agents nettoyants pour lave-vaisselles



- **MS2200 détergent liquide** : avec phosphate, à base d'agents tensioactifs non ioniques, de phosphates et d'hydroxyde de potassium
- **MS2201 détergent poudre sans phosphate** : à base d'agents tensioactifs anioniques, d'hydroxyde de sodium et d'agents séquestrants : non moussant
- **MS2202 détergent liquide sans phosphate** : à base d'hydroxyde de potassium, d'acide nitrilotriacétique et de sel trisodium : non moussant
- **MS2203 détergent poudre chloré** : agent de désinfection à base d'agents tensioactifs anioniques, d'hydroxyde de sodium, d'agents séquestrants à base de chlore : non moussant
- **MS2204 neutralisant** : à base d'acide acétique en solution aqueuse, pour faciliter le rinçage en cassant la mousse et en éliminant les sels minéraux
- **MS2205 sel régénérant** : à base de chlorure de sodium

référence

Prix HT

MS2200 Détergent liquide avec phosphate, le bidon de 5 litres

MS2201 Détergent liquide sans phosphate, le bidon de 5 litres

MS2202 Détergent poudre sans phosphate, le bidon de 5 kg

MS2203 Détergent poudre chloré sans phosphate, le bidon de 5 kg

MS2204 Neutralisant acide, 5 litres

MS2205 Sel régénérant, 5 kg

Décontaminant pour bain-marie

décontaminant
sans aldéhyde pour circuit
thermostaté ou bain-marie



- s'utilise dilué à 1 % dans de l'eau déminéralisée ou désionisée à +50°C pour une température plus élevée la dilution peut être diminuée
- non moussant
- inhibe la croissance des algues
- empêche le développement des moisissures, bactéries et odeurs
- évite le dépôt de calcium et de métaux lourds
- non toxique, peut être éliminé biologiquement
- ne pas utiliser avec détergents anioniques et / ou oxydants forts
- principe actif : ammonium quaternaire, agents séquestrants et agents stabilisants

référence

Prix HT

LMR80 Décontaminant non moussant, le flacon de 250 ml