

## Les accessoires indispensables en non tissé

### Tabliers classe III - type 6

- tablier en polypropylène non tissé (41 g/m<sup>2</sup>) recouvert d'un film de polyéthylène microporeux
- cordon encolure et ceinture
- confortable, léger et souple
- traité antistatique



référence

Prix HT

KA4015 Tabliers PP, les 100

### Manchettes classe III - type 6



- manchettes en polypropylène non tissées (41 g/m<sup>2</sup>) recouvertes d'un film de polyéthylène microporeux
- 1 élastique à chaque extrémité
- longueur : 46 cm

référence

Prix HT

KA4030 Manchette PP, les 100 paires

### Masques



1 masque 2 plis à élastique



2 masque 3 plis à lanières

- masque à élastiques ou à lanières
- en polypropylène avec un filtre
- barrette nasale 130 mm anti-buée
- filtration **type II** : très haute filtration : 99,7 % (test réalisé avec des particules de 3 µm)
- grande facilité de respiration
- sans Latex, hypoallergénique

référence

Prix HT

KA4070 1 Masques 2 plis à élastique bleu, les 50

KA4075 2 Masques 3 plis à lanière vert, les 50

## Kits visiteur

idéal pour les visiteurs extérieurs au laboratoire

classe I : risque mineur  
taille unique



- 1 blouse en polyéthylène blanc avec col et fermeture à pressions
- 1 paire de sur-chaussures en polyéthylène bleu
- 1 masque papier blanc à un pli
- 1 charlotte clip en polypropylène blanc

référence

Prix HT

KA5000 kit visiteur, les 100

### Surchaussures



- surchaussures en polypropylène (40 g/m<sup>2</sup>)
- élastique à la cheville, couture sous la semelle

référence

Prix HT

KA4051 Surchaussures blanches, les 200

### Coiffures



1 calot ovale



2 charlotte à clip



3 charlotte ronde

- calot réglable en papier lisse avec fond perforé, l x h : 278 x 85 mm
- charlottes à clip ou rondes en polypropylène blanc, parfaitement aérées (Ø 50 cm)

référence

Prix HT

KA4090 1 Calots plats, les 100

KA4080 2 Charlottes à clip, les 100

KA4085 3 Charlottes rondes, les 100

Hygiène & Sécurité 2014