


## Écouvillons secs

écouvillons secs non stériles  
et écouvillons secs stériles en emballage  
individuel "peel pack"



extrémité  
facilement  
détachable

1 2 3 4 5

écouvillons secs  
en tube stériles avec étiquette




6 7 8 9 10 11 12 13 14

tige	extrémité	dim. extrémité	dimensions	référence	Prix HT
<b>écouvillons standard non stériles</b>					
bois	coton	Ø 5,0 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300230 1 les 10000	
polystyrène	Dacron®	Ø 5,0 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300268 2 les 4000	
polypropylène	coton	Ø 5,0 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300260 3 les 4000	
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300243 4 les 1000	
tige bois seule*	-	-	Ø 2,5 x 150 mm	AB300205 5 les 1000	
<b>écouvillons standard - emballage individuel "peel pack" - stériles par oxyde d'éthylène</b>					
bois	coton	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300200 1 les 2000	
plastique cassable	coton	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300201 2 les 2000	
plastique	viscose (rayonne)	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300202 3 les 2000	
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300203 4 les 2000	
<b>écouvillons en tube plastique avec étiquette - stériles par oxyde d'éthylène (dim. externes tube Ø13 x 165 mm)</b>					
bois	coton	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300250 6 les 500	
bois	viscose (rayonne)	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300259 7 les 500	
plastique cassable	dacron	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300263 8 les 500	
plastique cassable	coton	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300261 9 les 500	
plastique cassable	viscose (rayonne)	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	AB300252 10 les 500	
aluminium	coton	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300251 11 les 500	
aluminium	viscose (rayonne)	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300253 12 les 500	
aluminium torsadé	viscose (rayonne)	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300254 13 les 500	
plastique cassable	polyester	Ø 1,5 mm	Ø 0,9 x 150 mm	AB300265 les 500	
<b>écouvillons exempt ADN en tube plastique av étiquette - stériles oxyde éthylène (dim. ext. tube Ø13 x 165 mm)</b>					
polystyrène	viscose (rayonne)	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300252 les 500	
polystyrène	polyester	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300263 les 500	
polystyrène	coton	Ø 5 mm	Ø 2,5 x 150 mm	ADN300261 14 les 500	

\* non dispositif médical

Inoculateurs  
en plastique  
à usage unique

- ▶ inoculateurs ultra-flexibles en polystyrène, stériles à usage unique
- ▶ double fonction : anse et écouvillon
- ▶ anse calibrée 1 µl ou 10 µl
- ▶ modèles ergonomiques : plus de surface de contact avec les doigts, pointe très fine, idéale pour le comptage de colonies



	référence	Prix HT
<b>inoculateurs stériles 1 µl</b>		
Inoculateurs 1 µl, stériles, emballage individuel	LX6001	les 600
Inoculateurs 1 µl, stériles, emballage par 5	LX6002	les 1000
<b>inoculateurs stériles 10 µl</b>		
Inoculateurs 10 µl, stériles, emballage individuel	LX6003	les 600
Inoculateurs 10 µl, stériles, emballage par 5	LX6004	les 1000
inoculateurs stériles par 10 ou par 20 : sur demande		