

Secoueur va-et-vient 5 kg




- plates-formes : 300 x 300 mm, 200 x 265 mm
- charge maximum : 5 kg
- mouvement va-et-vient, élongation 30 mm
- vitesse réglable : 6 à 150 osc/min
- minuterie 20 à 120 min, résolution 10 min, position pour fonctionnement en continu
- utilisation possible en chambre froide et en

- incubateur de +4 à +70°C
- dimensions hors-tout (lxpxh) / poids : 255 x 320 x h160 mm / 6,6 kg
- temp. ambiante admissible : +4 à +70°C
- alimentation : 230 V / 50 Hz
- construction en ABS
- livré sans plate-forme

référence			Prix HT
VX5RC	1 Secoueur va-et-vient 5 kg sans plate-forme		
plates-formes			
VX1001	2 Plate-forme standard 300 x 300 mm avec tapis adhérent		
VX1004	3 Plate-forme universelle 200 x 265 mm, système presseur pour bouteilles, racks etc.		
VX1003	4 Plate-forme pour pinces 300 x 300 mm, sans pinces		
pinces pour Erlen pour plateau VX1003			
référence	volume Erlen	capacité /plateau.	Prix HT
VX03	125 ml	16	
VX04	250 ml	9	
VX05	500 ml	5	
VX06	1000 ml	4	

Secoueurs balançoire 5 kg

- plates-formes simples 26 x 20 cm ou 30 x 30 cm
- plates-formes doubles 26 x 20 cm ou 30 x 30 cm, espacement 9 cm
- charge maximum : 5 kg
- mouvement balançoire angle fixe 7°
- vitesse réglable : 5 à 120 osc/min
- utilisation possible en chambre froide et en incubateur de +4 à +70°C
- construction en ABS
- dim. (lxpxh) / poids : 255 x 320 x 160 mm / 6,6 kg
- alim. : 230 V / 50 Hz
- livré complet avec plate-forme



référence			Prix HT
VX25	1 Secoueur balançoire 5 kg, plate-forme simple 26 x 20 cm		
VX25D	2 Secoueur balançoire 5 kg, plate-forme double 26 x 20 cm		
VX25XL	Secoueur balançoire 5 kg plate-forme simple 30 x 30 cm		
VX25XLD	Secoueur balançoire 5 kg plate-forme double 30 x 30 cm		