

## Centrifugeurs 4 x 250 ml

- ▶ jusqu'à 13500 tr/min
- ▶ modèle ventilé ou modèle réfrigéré



- affichage digital de la vitesse (tr/min), de l'accélération (RCF), du temps et de la T°C (modèles réfrigérés)
- minuterie 1 à 60 min ou position continue
- fonction Quick : centrifugation instantanée chronométrée
- reconnaissance automatique du rotor
- deux modes pour l'accélération et la décélération : lent ou rapide

- **grande gamme de rotors et de réducteurs pour tubes de 0,4 ml à 250 ml**
- boîtier acier résistant aux chocs et aux produits chimiques
- sécurité de couvercle et sécurité anti-balourd
- silencieux (< 55 dB), moteur sans entretien

- vitesse : 250 à 13500 tr/min (17320 g max.)
- **EH4000** : modèle ventilé  
410 x 565 x 375 mm / 39 kg
- **EH4005** : modèle réfrigéré (sans CFC), température -10 à +40°C, résolution 1°C  
740 x 580 x 340 mm / 77 kg

## référence

Prix HT

**EH4000** [1] Centrifugeur 13500 tr/min, sans rotor

**EH4005** [2] Centrifugeur réfrigéré 13500 tr/min, sans rotor

Rotors angulaires pour tubes type Falcon  
6 x 50 ml et 12 x 15 ml

[1]

[2]

## SYSTÈME 1

pour tubes type Falcon®

Rotors angulaires	réf.	Prix HT
Rotor angulaire 12 x 15 ml - 6000 tr/min - 4186 g	EH6100 [1]	
Rotor angulaire 6 x 50 ml - 6000 tr/min - 3900 g	EH6200 [2]	


## Étoile libre pour 2 x microplaques ou microtubes



## SYSTÈME 2

pour microplaques ou microtubes 1,5 / 2 ml

Étoile libre 2 x microplaques		réf.	Prix HT
Étoile libre 2 x microplaques - 13500 tr/min - 17523 g		EH5010	
portoirs pour microtubes :		réf.	Prix HT
		portoir	totale
1,5 ml	microtube Ø11 x 40/42 mm	48	96
		EH5011	les 2



**Étoile libre jusqu'à 4 x 250 ml  
nacelles rondes**



**Étoile libre jusqu'à 4 x 250 ml  
nacelles rectangulaires**



**SYSTÈME 3**

pour tubes 2 ml à 250 ml

Étoile libre et nacelle hygiénique réf. Prix HT

Étoile libre 4 places  
5000 tr/min - 4696 g (EH3830)  
3500 tr/min - 2301 g (EH4000) EH7000

Nacelles hygiéniques avec couvercle EH7200 les 2

portoirs pour tubes :	dimensions	capacité	réf.	Prix HT
		portoir  totale		

**tubes de prélèvement**

<b>2D</b>	2 - 4 ml	Sarstedt®	Ø11 x 65/120 mm	12	48	EH7220	les 2
<b>2F</b>	4,5 / 5 ml	Vacutainer®	Ø13 x 85/125 mm	8	32	EH7216	les 2
<b>2E</b>	4,5 - 5 ml	Sarstedt®	Ø13 x 85/120 mm	12	48	EH7219	les 2
<b>2F</b>	5 ml	Vacutainer®	Ø12 x 60/125 mm	8	32	EH7215	les 2
<b>2H</b>	5 ml	tube hémolyse	Ø13 x 55/ 75 mm	12	48	EH7122	les 2
<b>2K</b>	3,2 - 6 ml	Sarstedt®	Ø15 x 50/120 mm	7	28	EH7218	les 2
<b>2M</b>	7 ml	tube hémolyse	Ø13 x 100 mm	12	48	EH7117	les 2
<b>2Q</b>	8 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75/125 mm	7	28	EH7213	les 2
<b>2U</b>	12 ml	Vacutainer®	Ø16 x 105/120 mm	7	28	EH7211	les 2
<b>2V</b>	9 - 12 ml	Sarstedt®	Ø16 x 83/120 mm	5	20	EH7212	les 2

**tubes type Falcon®**

<b>3B</b>	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	4	16	EH7210	les 2
<b>3G</b>	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	1	4	EH7207	les 2

**tubes standard**

<b>4J</b>	15 ml	fond rond	Ø17 x 105/120 mm	7	28	EH7114	les 2
<b>4L</b>	25 ml	fond rond	Ø24 x 85/120 mm	2	8	EH7209	les 2
<b>4P</b>	50 ml	fond rond	Ø34 x 85/120 mm	1	4	EH7205	les 2
<b>4T</b>	80 ml	fond rond	Ø44 x 85/110 mm	1	4	EH7204	les 2
<b>4R</b>	85 ml	fond rond	Ø38 x 80/120 mm	1	4	EH7203	les 2
<b>4S</b>	100 ml	fond rond	Ø40 x 114 mm	1	4	EH7202	les 2

**tubes / flacons avec capuchon**

<b>5C</b>	50 ml	polycarbonate	Ø28 x 95/130 mm	1	4	EH7206	les 2
<b>5D</b>	85 ml	polycarbonate	Ø38 x 80/120 mm	1	4	EH7203	les 2
<b>5G</b>	190 ml	fond conique	Ø61 x 138 mm	1	4	EH7201	les 2
<b>5L</b>	250 ml	fond plat	Ø61 x 122 mm	1	4	sans adaptateur	

**SYSTÈME 4**

pour tubes 2 ml à 250 ml

Étoile libre et nacelle hygiénique réf. Prix HT

Étoile libre 4 places  
5000 tr/min - 4696 g avec centrifugeur EH3830  
3500 tr/min - 2301 g avec centrifugeur EH4000 EH7000

Nacelles hygiéniques rectangulaires avec couvercle EH7100 les 2

portoirs directs pour tubes :	dimensions	capacité	réf.	Prix HT
		portoir  totale		

**tubes de prélèvement**

<b>2D</b>	2 - 4 ml	Sarstedt®	Ø11 x 62/120 mm		60	EH7123	les 2
<b>2F</b>	4,5 / 5 ml	Vacutainer®	Ø13 x 85/118 mm		56	EH7119	les 2
<b>2E</b>	4,5 - 5 ml	Sarstedt®	Ø13 x 85/118 mm		60	EH7121	les 2
<b>2F</b>	5 ml	Vacutainer®	Ø12 x 61/115 mm		56	EH7120	les 2
<b>2H</b>	5 ml	tube hémolyse	Ø13 x 55/ 75 mm		80	EH7122	les 2
<b>2K</b>	3,2 - 6 ml	Sarstedt®	Ø15 x 50/120 mm		48	EH7118	les 2
<b>2M</b>	7 ml	tube hémolyse	Ø13 x 90/100 mm		80	EH7117	les 2
<b>2Q</b>	8 ml	Vacutainer®	Ø16 x 75/115 mm	12	48	EH7116	les 2
<b>2U</b>	12 ml	Vacutainer®	Ø16 x 85/120 mm	12	48	EH7114	les 2
<b>2V</b>	9 - 12 ml	Sarstedt®	Ø16 x 83/120 mm		32	EH7115	les 2

**tubes type Falcon®**

<b>3B</b>	15 ml	sans jupe	Ø17 x 120 mm	6	24	EH7112	les 2
<b>3G</b>	50 ml	sans jupe	Ø29 x 116 mm	2	8	EH7108	les 2

**tubes standard**

<b>4J</b>	15 ml	fond rond	Ø17 x 85/120 mm	12	48	EH7114	les 2
<b>4L</b>	25 ml	fond rond	Ø24 x 90/115 mm	5	20	EH7111	les 2
<b>4P</b>	50 ml	fond rond	Ø34 x 90/115 mm	2	8	EH7106	les 2
<b>4T</b>	80 ml	fond rond	Ø44 x 90/120 mm	1	4	EH7105	les 2
<b>4R</b>	85 ml	fond rond	Ø38 x 90/125 mm	1	4	EH7104	les 2
<b>4S</b>	100 ml	fond rond	Ø40 x 90/120 mm	1	4	EH7103	les 2

**tubes / flacons avec capuchon**

<b>5C</b>	50 ml	polycarbonate	Ø28 x 90/120 mm	2	8	EH7107	les 2
<b>5D</b>	85 ml	polycarbonate	Ø38 x 80/120 mm	1	4	EH7104	les 2
<b>5G</b>	190 ml	fond conique	Ø61 x 138 mm	1	4	EH7102	les 2
<b>5L</b>	250 ml	fond plat	Ø61 x 100/120 mm	1	4	sans adaptateur	