


Anneaux d'inclusion



- permettent de réaliser des petits **blocs de paraffine compacts et uniformes** qui résistent parfaitement à la pression du microtome
- bande de marquage pour une identification parfaite
- dimensions : 23 x 23 mm

couleur	référence	Prix HT
blanc	LX53301 les 250	
jaune	LX53302 les 250	
vert	LX53303 les 250	
rose	LX53304 les 250	
bleu	LX53305 les 250	

Cassettes d'inclusion



- **finition parfaite**
- utilisation du même conteneur pendant le processus de préparation jusqu'à l'archivage
- couvercle jetable équipé d'un ergot facilitant l'ouverture de la cassette
- fermeture avec clip
- bande de marquage à l'avant de la cassette
- excellente résistance aux solvants et aux décolorants

couleur	référence	Prix HT
blanc	LX53101 les 250	
jaune	LX53102 les 250	
vert	LX53103 les 250	
rose	LX53104 les 250	
bleu	LX53105 les 250	

Moules d'inclusion en acier inox recouverts de Téflon®



- moules acier inox recouverts de Téflon® : **les blocs de paraffine n'adhèrent pas au moule et sont ainsi facilement retirés**
- pour cassettes standard 40 x 23 mm

dimensions L x l x p	référence	Prix HT
7 x 7 x 5 mm	M77 les 5	
24 x 24 x 5 mm	M2424 les 5	
30 x 24 x 9 mm	M3024 les 5	
37 x 24 x 9 mm	M3724 les 5	

Conteneurs pour pièces chirurgicales ou anatomiques

pour le transport et la conservation



- parfaitement transparents
- large ouverture, avec capuchon à vis étanche

référence	cap.	dimensions	Prix HT
LX53601	15 ml	Ø35x33 mm	les 500
LX53602	30 ml	Ø35x55 mm	les 500
LX53603	100 ml	Ø65x55 mm	les 250
LX53604	200 ml	Ø65x85 mm	les 180

Conservation et transport des pièces anatomiques

- ▶ conservation et transport dans le formol
- ▶ système de transvasement et d'évacuation du formol sans émanations



Conservation et transport

- la solution idéale pour le transport et la conservation des pièces anatomiques ou chirurgicales dans le formol
- couvercle à fermeture étanche, équipé d'une ouverture spéciale perforable pour l'évacuation du formol grâce à un tube avec embout et filtre prévu à cet effet : **aucune possibilité de perte** des pièces anatomiques conservées et **aucune émanation désagréable de vapeurs de formol**

Tube pour l'évacuation du formol

Tube d'écoulement spécial équipé d'un embout conique et oblique, perforation facile de l'ouverture d'évacuation sur le couvercle du conteneur. Tube Ø28 mm, long. 80 cm.

Support d'évacuation du formol

Support incliné, reçoit le conteneur pour l'évacuation du formol, aucune manipulation du conteneur, en fil d'acier recouvert de plastique, quatre pieds antidérapants.

capacité	dimensions	référence	Prix HT
500 ml	Ø125 x 70 mm	LX53701 les 180	
1000 ml	Ø125 x 120 mm	LX53702 les 180	
2500 ml	Ø200 x 130 mm	LX53703 les 52	
5000 ml	Ø200 x 215 mm	LX53704 les 40	
Tubes d'évacuation,		LX53710 les 6	
Support incliné		LX53720 les 2	