

## Pince à crachats

- pince spéciale à 2 anses pour le prélèvement des crachats pour examen bactériologique
- longueur : 215 mm : suffisamment longue pour pénétrer dans tous les tubes
- pince en métal chromé - anses en contradict
- anses interchangeables



référence	Prix HT
PC Pince à crachat avec anses	
AC40073 Anse de rechange, l'unité	

## Stylo-compteur électronique

- possibilité de comptage sur 32 canaux avec fonction somme
- validation de pression par signal sonore ou éclat LED
- comptages mémorisés lors de l'extinction automatique du stylo-compteur (après 10 min de non utilisation)
- modes addition et soustraction pour validation de comptages
- fonction verrouillage de comptage pour permettre l'écriture
- affichage LCD
- marqueur interchangeable, Ø compatible : 12 mm
- alimentation par pile CR1220, 3 V
- livré avec marqueur à pointe fine noire, portoir, pile et mode d'emploi



référence	Prix HT
CCB200 Stylo-compteur électronique	
CCB201 Marqueurs noirs, les 5	

## Compteur manuel



CMAN3 : compteur avec support

- compteur manuel à 4 chiffres de 0 à 9999
- en métal chromé, dimensions : 47 x 25 mm
- boutons : remise à zéro et incrémentation
- mécanique de grande précision
- **CMAN3** : compteur avec support pour fixation sur table afin d'assurer le maintien du compteur

référence	Prix HT
CMAN2 Compteur manuel	
CMAN3 Compteur manuel sur support pour fixation sur table	

## Stylo-compteur électronique

- forme stylo, avec marqueur feutre
- signal sonore "bip" à chaque pression
- une seule main pour faire le comptage et le marquage
- appareil 100 % autonome : pas de fil !
- affichage digital LCD, 0 à 9999
- pointes de marquage très longue durée, indélébiles
- alimentation par piles



référence	Prix HT
CCB100 stylo-compteur électronique	
CCB100REC recharge noire pour stylo CCB100	

## Platine chauffante aluminium 100°C



- plaque chauffante en aluminium anodisé
- vernis noir spécial : protection totale contre les produits chimiques et acides,
- excellente uniformité de la température sur la totalité de la surface de la plaque
- affichage digital
- protection IP41

température	jusqu'à +100°C ±0,5°C
surface de pose	270 x 200 mm
charge maximum	10 kg
puissance	120 W
dimensions (l x p x h)	310 x 275 x h80 mm / 4,4 kg
Platine chauffante 100°C	PC180

## Platine chauffante



- conçu pour le séchage des lames d'échantillons de tissus
- affichage digital permettant de régler et contrôler de la température
- plaque chauffante plane noire, uniformité de la température sur la totalité de la surface de la plaque
- alimentation : 220 V - 50 Hz

température	+75°C ±1°C
surface de pose	324 x 270 mm
puissance	300 W
dimensions (l x p x h)	324 x 272 x 82,5 mm / 2,75 kg
Platine chauffante 75°C	PL3