

Compteur de colonies

connexion USB



- surface tactile à sensibilité réglable
- éclairage à LED blanches disposées en cercle sous la boîte (technologie Dark Field) : contraste idéal pour le comptage des bactéries
- repose main ergonomique
- connexion USB : transfert vers un ordinateur des données de comptage sans installation préalable vers le logiciel de votre choix (tableur, traitement de texte)
- construction inox : extrêmement résistant
- bac de rangement des accessoires
- compatible avec boîte de pétri de 55 à 150 mm
- poids: 5.2kg
- dim. (Lxpxh): 310 x 250 x h170 mm
- alim. : 220 V - 50/60 Hz
- écran digital multifonctions
- comptage de 0 à 1999 UFC
- Bip de comptage à volume réglable (4 niveaux)
- **livré avec** : fond diffusant blanc, câble USB, adaptateur boîte pétri Ø 90 mm

référence Prix HT

COL500 Compteur de colonies manuel connexion USB

COL510 Loupe 2x avec bras flexible

COL530 Grilles pour boîtes "spiral" Ø90 et Ø50 mm

Compteur de colonies

connexion USB



- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- protection BioCote® : ions argent intégrés dans les composants extérieurs de l'appareil empêchant la prolifération microbienne
- calcul d'une moyenne de comptage
- compteur à affichage LED à 3 chiffres
- sélection fond clair / fond sombre
- signal sonore émis à chaque pression (désactivable)
- interface USB pour connexion à une imprimante en option ou à un ordinateur (sans logiciel)
- pour boîtes de pétri de Ø 50 à 90 mm avec adaptateur de centrage pour boîtes de Ø 50 et 90 mm (inclus)
- éclairage LED à faible consommation d'énergie : visualisation optimale sans éblouissement
- dimensions : 310 x 300 x h140 mm
- poids : 1,5 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz
- livré avec deux grilles de Wolffhuegel, un câble USB (1 m)

référence Prix HT

COL150 Compteur de colonies semi-automatique sans loupe

COL131 Loupe articulée 1,7x

COL132 Loupe 3x

SMP301 Imprimante

Compteur de colonies



- système de comptage par pression à sensibilité réglable
- compensation automatique du poids de la boîte de pétri
- technologie de comptage antichoc
- lampe circulaire 20 W sous la boîte : éclairage lumineux même dans une pièce très éclairée
- sélection fond clair / fond sombre
- affichage LED du comptage de 0 à 999
- fonction et affichage du calcul de la moyenne
- marqueur standard inclus
- adaptateur pour boîte de pétri de Ø120 mm
- écran quadrillé amovible
- signal sonore et visuel émis à chaque pression
- loupe 2,5x sur bras articulé
- dimensions : 300 x 325 x h90 mm
- poids : 4,9 kg
- alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- puissance : 22 W
- marqueur électrique pour comptage externe en option

référence Prix HT

COL600 1 Compteur de colonies semi-automatique

COL610 2 Marqueur externe