

Mini-cuve électrophorèse avec générateur intégré

gel
11 x 6 cm

gel
5,4 x 6 cm

- compacte, légère et facile à utiliser
- cuve en polycarbonate et ABS
- tension réglable : 35 V, 50 V ou 100 V
- couvercle de sécurité : capteur magnétique, permet au courant de circuler vers

	cuve 4 peignes
dimensions cuve	110 x 121 x h43mm
supports de gel livrés	1 support 2 gels 11 x 6 cm 1 support 4 gels 5,4 x 6 cm
volume tampon	230 ml
peignes livrés	1 peigne 22 dents 4 à 8 µl 1 peigne 12 dents 8 à 12 µl 1 peigne 18 dents 4 à 8 µl 1 peigne 10 dents 8 à 12 µl
nombre de puits	88 puits max.
dimensions externes (lxpxh)	190 x 130 x h60 mm
Cuve complète	LN1300
accessoires de rechange	
Support pour 2 gels	LN1301
Support pour 4 gels	LN1302
Peigne pour support 2 gels	LN1303
Peigne pour support 4 gels	LN1304
Plateau pour gel 11 x 6 cm	LN1305
Plateau pour gel 5,4 x 6 cm	LN1306



les électrodes uniquement lorsque le couvercle est en place

- puissance maximale : 40 W
- minuterie : 0 à 99 minutes
- alimentation : 230 V - 50 / 60 Hz
- cuve livrée complète avec : 1 couvercle, 1 générateur, 4 peignes épaisseur 1 mm, 2 supports de gel



Mini-cuve électrophorèse avec générateur intégré

gel
6 x 6 cm

gel
12,5 x 6 cm

gel
12,5 x 12 cm

- séparation des acides nucléiques ou des protéines par électrophorèse horizontale sur gels d'agarose et SDS-PAGE
- compatible avec des pipettes multi-canaux
- minuterie jusqu'à 99 heures 59 minutes ou fonctionnement continu

	cuve 4 peignes
dimensions (lxpxh)	245 x 170 x h62 mm
supports de gel livrés	1 support pour 4 micro-gels : 6 x 6 cm 1 support pour 2 petits gels : 12,5 x 6 cm 1 support de coulage compatible avec les trois types de support de gels
peignes doubles livrés	4 peignes 14 / 28 dents : gel grand et petit
Mini-cuve complète	LN1200
accessoires	
Kit : 1 support de coulage, 4 supports de micro-gels et 4 peignes 5 / 6 dents	LN1210
Kit : 1 support de coulage, 1 support de grand gel, 2 supports de petit gel et 4 peignes 14 / 28 dents	LN1220
Support de grand gel	LN1230 les 2
Support de petit gel	LN1240 les 2
Support de micro-gel	LN1250 les 4
Peignes 14 / 28 dents (petit et grand gel)	LN1260 les 2
Peignes 5 / 8 dents (micro-gel)	LN1270 les 2
Support de coulage	LN1280 l'unité

- **affichage digital et réglage** : temps, tension (V), intensité (A) (réglage automatique de l'un en fonction de l'autre)
- fonction pause et reprise du cycle
- **alarme sonore** en fin du programme
- cuve étanche, couvercle ventilé pour éviter une surchauffe du gel
- couvercle de sécurité bloquant : la migration commence lorsque le couvercle est fermé
- **cuve de migration transparente aux UV** permettant de la placer sur une table UV et de suivre la migration
- **générateur** : tension et intensité réglables : 10 à 150 V - 400 mA, alimentation : 100 / 240 V - 50 / 60 Hz
- **cuve livrée complète** avec couvercle, générateur, 1 support de coulage standard, 1 support pour 2 petits gels et 1 support pour un grand gel, 4 peignes 14/28 dents, 1 séparateur qui divise la cuve en 2 (dans le sens de la largeur) pour le coulage des petits gels

