

Accessoires pour stockage cryogénique WILMUT

Lecteurs de codes-barres et 2D

Lecteur manuel



- compact, rapide
- lecture des codes 1D (codes à barres) et 2D (DataMatrix ou QR codes)
- livré complet avec une base de support
- lecture des codes même sur les surfaces brillantes

**SW3001** Lecteur câble USB Prix HT

Lecteur automatique



- lecture rapide, en une seule étape, des codes 2D de l'ensemble des tubes d'un rack de 96 places
- rapide : 10 secondes par rack
- compatible plates-formes robotiques
- installation simple sans dongle
- exportation des données vers Excel, texte, XML, images
- database : SQL Server, Oracle, MySQL, Postgres, HSQL, etc.

**SW3003** Lecteur rack 96 tubes Prix HT

Extracteur de tubes



- extraction d'un tube dans le rack
- évite les chutes accidentelles
- système d'expulsion facile pour re-déposer le tube

**SW3004** Extracteur individuel Prix HT

Capsuleurs et décapsuleurs

Capsuleuse manuelle



- pour capsuler 96 tubes simultanément
- matériaux de qualité supérieure, résistant à la corrosion
- système anti-dérivant pour fixer le rack de 96 tubes

**SW3006** Capsuleuse manuelle Prix HT

Capsuleuse semi-automatique



- compacts
- pour capsuler 96 tubes simultanément
- cycle inférieur à 10 secondes
- silencieux

**SW3007** Capsuleuse automatique Prix HT

Décapsuleurs



- décapsuleur à main pour 1 et 8 tubes
- maintien les bouchons "en l'air", réduction du risque de contamination
- en alliage d'aluminium
- autoclavable
- résistants aux décontamination UV

**SW3008** Décapsuleur 1 tube Prix HT  
**SW3009** Décapsuleur 8 tubes