


Platine de séchage pour lames

- ▶ jusqu'à 48 lames
- ▶ chauffage jusqu'à 100°C

- possibilité de déposer jusqu'à 48 lames, sur la grille ou directement sur la plaque de chauffage
- réglage de la température de 30 à 100°C
- température ambiante admissible : +5°C à +40°C, 80% HR
- régulateur intégré
- puissance de chauffage : 150 W
- boîtier en aluminium peint
- dimensions plaque : 360 x 182 mm
- dimensions boîtier : 186 x 395 x h105 mm
- poids : 1,3 kg



référence

Prix HT

PC190 Platine pour séchage de lames

Jarre anaérobie fermeture anti-pression



- système d'incubation anaérobie de boîtes de Pétri
- capacité max. 14 boîtes de Pétri standard Ø 90 mm
- couvercle métallique équipé d'un joint en Viton® fermeture hermétique résistant à la pression par un système de serrage à vis
- en polycarbonate transparent
- portoir inox
- dim. : Ø119,4 x h285 mm

référence

Prix HT

AX625 Jarre anaérobie pour 14 boîtes de pétri Ø90 mm