

Microtubes Simport® 0,5 / 1,5 / 2,0 ml capuchon vissant inviolable à sommet plat et rondelle d'étanchéité



- Microwtubes® Simport®
- tubes et capuchons en polypropylène
- dim. Ø 44 x h11 mm
- plage de température de -196 à +121°C
- autoclavables
- centrifugeables jusqu'à 17 000 g pour les tubes à jupes et 20 000 g pour les tubes sans jupe
- certifiés RNase, DNase, apyrogène et sans ADN
- capuchons vissants inviolables (avec bague de sécurité) à sommet plat avec zone de marquage
- ouverture rapide en 1/4 de tour
- étanchéité absolue grâce à une rondelle épousant parfaitement les formes des parois du tube



Microtubes		Tubes standard, bouchons non vissés		Tubes stériles, bouchons vissés		Tubes stériles gradués avec surface de marquage, bouchons vissés	
Microtubes 0,5 ml	coniques avec jupe	DS1801	les 1000	DS1811	1 les 500	DS1821	6 les 500
	coniques avec jupe	DS1802	les 1000	DS1812	2 les 500	DS1822	7 les 500
Microtubes 1,5 ml	coniques	DS1803	les 1000	DS1813	4 les 500	DS1823	9 les 500
	coniques avec jupe	DS1804	les 1000	DS1814	3 les 500	DS1824	8 les 500
Microtubes 2,0 ml	coniques	DS1805	les 1000	DS1815	5 les 500	DS1825	10 les 500

Capuchons inviolables



1
Visser le bouchon sur le tube jusqu'au clic de blocage de l'anneau dentelé



2
Le contenu est protégé



3
Au dévissage, la bague de verrouillage est détachée et libérée



4
Composants du système inviolable après utilisation.